


①個包装を開封して、シリンジを取り出します。
シリンジ内にはジェルが充填されています。
したがって、プランジャーを引き抜かないように注意してください。

③混合チップをシリンジに取り付けます。
シリンジの凹にキャップの凸を合わせて
奥までしっかりとはめ込みます。



②青いキャップが上側になるようにシリンジを
持ち、キャップを反時計回りに回して外します。



④混合チップを時計回りに回してください。
チップの緩みがないことを確認してください。



⑤プランジャーをゆっくり押して、ジェルを歯面に1mm程度の厚さで塗布します。